


**TRUSETAL**




VERBANDSTOFFWERK GMBH

EYESFIRST® • ORTOPAD®

**Aperçu des produits**

**ORTOPAD®**

ÉDITION 2021 • FRANCE



# ORTOPAD®

est en non-tissé remarquablement doux et perméable à l'air avec une garniture intérieure spéciale totalement opaque et une colle hypoallergénique de haute tolérance cutanée.

Tous les caches oculaires opaques ORTOPAD® sont sans latex et sont hypoallergéniques.

## Informations générales :

Chaque boîte d'ORTOPAD® SOFT boys et SOFT girls, d'ORTOPAD® boys, d'ORTOPAD® girls et d'ORTOPAD® happy contient

- 5 motifs différents
- des instructions

## Dimensions des caches oculaires opaques ORTOPAD® :

<b>Junior</b>	env. 67 mm x 50 mm (jusqu'à 2 ans)
<b>Medium</b>	env. 76 mm x 54 mm (de 2 à 5 ans)
<b>Regular</b>	env. 85 mm x 59 mm (à partir de 5 ans)

## Les avantages en un coup d'œil :

- forme ergonomique
- fentes nasales pour un meilleur confort
- garniture intérieure centrale opaque douce
- colle hypoallergénique



## ORTOPAD® SOFT BOYS



Caches oculaires opaques pour les garçons de texture unique, avec un non-tissé doux, une forme ergonomique, des fentes nasales, une garniture intérieure opaque et une colle très bien tolérée par la peau.

### ORTOPAD® SOFT boys

Junior	UC 50	ACL 6008522
Medium	UC 50	ACL 6008523
Regular	UC 50	ACL 6008524

UC = Unité(s) commandée(s)



## ORTOPAD® SOFT GIRLS



Caches oculaires opaques pour les filles de texture unique, avec un non-tissé doux, une forme ergonomique, des fentes nasales, une garniture intérieure opaque et une colle très bien tolérée par la peau.

### ORTOPAD® SOFT girls

Junior	UC 50	ACL 6008525
Medium	UC 50	ACL 6008526
Regular	UC 50	ACL 6008529

UC = Unité(s) commandée(s)





# ORTOPAD<sup>®</sup> boys

**Nouveaux motifs!**

Les nouveaux motifs de ces caches oculaires opaques ont été tout spécialement créés pour les garçons. Cinq motifs, de forme anatomique, avec fentes nasales, garniture intérieure centrale opaque et colle de haute tolérance cutanée.

### ORTOPAD<sup>®</sup> boys

Junior	UC 50	ACL 5441720
Medium	UC 50	ACL 5442168
Regular	UC 50	ACL 5441714

UC = Unité(s) commandée(s)



# ORTOPAD<sup>®</sup> girls

**Nouveaux motifs!**

Les nouveaux motifs de ces caches oculaires opaques ont été tout spécialement créés pour les filles. Cinq motifs, de forme anatomique, avec fentes nasales, garniture intérieure centrale opaque et colle de haute tolérance cutanée.

### ORTOPAD<sup>®</sup> girls

Junior	UC 50	ACL 5441708
Medium	UC 50	ACL 5442151
Regular	UC 50	ACL 5441683

UC = Unité(s) commandée(s)



# ORTOPAD<sup>®</sup> happy

**Nouveaux motifs!**

Caches oculaires opaques avec différents nouveaux motifs pour filles et garçons. La forme anatomique, les fentes nasales, la garniture intérieure centrale opaque et une colle innovante garantissent un confort optimal.


### ORTOPAD<sup>®</sup> happy

Junior	UC 20	ACL 2064346
Medium	UC 20	ACL 2064369
Regular	UC 20	ACL 2064352

UC = Unité(s) commandée(s)



Brille dans le noir





# ORTOPAD®

Chaque boîte contient des images colorées à coller sur les caches opaques.



Caches oculaires opaques blancs pour traitement orthoptique. ORTOPAD® est en non-tissé particulièrement agréable à porter et perméable à l'air, il est remarquablement doux et respecte tous types de peaux sensibles. Avec garniture intérieure centrale opaque et adhésif de haute tolérance cutanée.



## ORTOPAD®

Junior	UC 50	ACL 5109747
Regular	UC 50	ACL 5109753

UC = Unité(s) commandée(s)



# ORTOPAD® Skin

Chaque boîte contient des images colorées à coller sur les caches opaques.



Caches oculaires opaques de couleur chair, bien toléré par les peaux particulièrement sensibles. Non-tissé agréable à porter et perméable à l'air, avec garniture intérieure centrale opaque spéciale et adhésif de haute tolérance cutanée.




## ORTOPAD® Skin


Junior	UC 20	ACL 7910426
Regular	UC 20	ACL 7910403

UC = Unité(s) commandée(s)


## Représentation du contour des pansements en dimensions réelles :



**J** env. 67 mm x 50 mm (jusqu'à 2 ans)



**M** env. 76 mm x 54 mm (de 2 à 5 ans)



**R** env. 85 mm x 59 mm (à partir de 5 ans)



## Informations sur l'adhésif des produits MASTER·AID® :

### Propriétés

Les pansements adhésifs de la gamme de produits MASTER·AID® sont pourvus d'un adhésif sans solvant et sans latex et conviennent donc également aux peaux sensibles et allergiques. L'adhésif est appliqué sur le support au moyen d'une couche de transfert. Il dispose d'une excellente adhérence au support et ne laisse pas de trace sur la peau.

### Utilisation

L'adhésif développe ses propriétés adhésives optimales par une légère pression ou par frottement lors de l'application du pansement. Grâce aux parties non adhésives, les pansements pour plaies de MASTER·AID® se laissent retirer sans douleur même après avoir été portés longtemps.

### Protection de l'environnement

L'utilisation d'adhésifs thermofusibles garantit un processus de production propre. Le revêtement ne dégage aucun solvant ayant un effet nocif pour l'environnement et les techniciens de production. Par conséquent, l'installation de hottes d'extraction ou de systèmes de traitement des polluants est inutile.



# Nos posters de motivation

Il y en a pour tous les goûts



Motiver les petits patients avec nos posters de motivation colorés et gratuits!

Chaque cache peut être collé sur le poster après le port.

Ceci créera une grande affiche colorée pour le mur dans la chambre des enfants!



ORTOPAD®



## Qualité

### Colle hypallergénique

La colle ne contient ni solvant ni latex ni dérivés de caoutchouc naturel.

### Respirant


Le film adhésif appliqué en bandes laisse la peau respirer et ne la « scelle » pas.

### 100% opaque

Les stimuli lumineux indésirables sont évités.

### Facile à décoller

Les pansements oculaires ORTOPAD® possèdent une excellente tenue mais s'enlèvent sans douleur.



### Non-fissé en bambou

Du non-tissé a été utilisé pour tous les nouveaux motifs. Tous les autres motifs passeront progressivement au nouveau non-tissé en bambou.

ORTOPAD®

## Colle

Nous avons optimisé notre colle. Maintenant les pansements oculaires ORTOPAD® s'enlèvent avec encore plus de douceur.



# TRUSETAL

E-Mail: [info@ORTOPAD.fr](mailto:info@ORTOPAD.fr)  
web: [www.ORTOPAD.fr](http://www.ORTOPAD.fr)



NOUVEAU

Colle plus douce

## Info ORTOPAD®



## Commande d'échantillons gratuits et sans engagement: (professionnels exclusivement)

### Merci de cocher:

- ORTOPAD SOFT GIRLS   
  ORTOPAD SOFT BOYS   
  ORTOPAD happy   
  ORTOPAD®  
 ORTOPAD® skin   
  ORTOPAD logo   
  ORTOPAD®  
 posters de motivation (gratuit):

### En cas de commande par fax ou par courrier (bien lisiblement s.v.p.):

Nom: \_\_\_\_\_

Profession: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

# ... et envoyer par email à: [info@ortopad.fr](mailto:info@ortopad.fr) ou par fax au: **+49 52 07 99 16 88 28**

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à:

**TRUSETAL**  
VERBANDSTOFFWERK GMBH  
EYESFIRST® · ORTOPAD®

Tél: +49 5207 991688-33  
Fax: +49 05207 991688-28

E-Mail: [ortopad@tshs.eu](mailto:ortopad@tshs.eu)  
[eyesfirst@tshs.eu](mailto:eyesfirst@tshs.eu)

Internet: [www.tshs.eu](http://www.tshs.eu)  
[www.augenpflaster.com](http://www.augenpflaster.com)

# Nous nous faisons un plaisir de vous conseiller !

Pour toute demande particulière nous sommes disponibles pour vous renseigner personnellement. Appelez-nous, envoyez-nous un fax ou un e-mail avec vos questions ou suggestions.

Visitez aussi notre boutique en ligne de produits ophtalmiques :  
**[www.eyesfirst.eu](http://www.eyesfirst.eu)**

Nous nous réjouissons de votre visite !

**Boutique en ligne :**  
**[www.eyesfirst.eu](http://www.eyesfirst.eu)**

## Nos marques :

# EYESFIRST®

**Nos produits diagnostiques pour l'ophtalmologie et l'orthoptie**  
Email : [eyesfirst@tshs.eu](mailto:eyesfirst@tshs.eu)

# ORTOPAD®

**Nos caches oculaires opaques pour soins orthoptiques**  
Email : [ortopad@tshs.eu](mailto:ortopad@tshs.eu)

# TRU-PACK®

**Nos kits chirurgicaux personnalisés**  
Email : [trupack@tshs.eu](mailto:trupack@tshs.eu)

**TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH**

Konrad-Zuse-Strasse 15  
33758 Schloss Holte-Stukenbrock  
Allemagne

Tél: +49 5207 991688-33  
Fax: +49 05207 991688-28

E-Mail: [ortopad@tshs.eu](mailto:ortopad@tshs.eu)  
[eyesfirst@tshs.eu](mailto:eyesfirst@tshs.eu)

Internet: [www.tshs.eu](http://www.tshs.eu)  
[www.augenpflaster.com](http://www.augenpflaster.com)